

Ciambella Dolphin

**COMPOSIZIONE:**

GOMMA, ACCIAIO, PLASTICA.

DESTINAZIONE D'USO:

UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE QUANDO

PRESCRITTO DAL MEDICO CURANTE A SEGUITO DI:

INTERVENTO DI EMORROIDECTOMIA, LUNGHE PERMANENZE A LETTO O SU COMODE.

Istruzioni d'uso:

Prima dell'uso consultare il medico specialista.

Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo sia in buono stato, privo di crepe, pieghe e fori, avendo cura di chiudere accuratamente la valvola di gonfiaggio, eseguire un'accurata pulizia della superficie esterna del dispositivo usando acqua tiepida e sapone neutro. Procedere ad un moderato gonfiaggio. Un gonfiaggio eccessivo può causare rotture e/o danneggiamenti irreversibili. Per il gonfiaggio è possibile utilizzare l'apposita pompetta non inclusa nella confezione, ma fornibile a richiesta. Durante l'uso è consigliabile ricoprire la ciambella con una foderina di cotone.

Manutenzione e smaltimento:

Dopo l'uso eseguire un'accurata pulizia e conservare il prodotto a temperatura ambiente, sgonfio, privo di piegature, al riparo dalla polvere, dalla luce e lontano da fonti di calore.

Per la pulizia non usare prodotti abrasivi né detergenti (per es.: solventi, acidi, alcool, ecc.) che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Asciugare con cura tutta la superficie, in particolare la valvola di gonfiaggio.

In caso di smaltimento verificarne le modalità secondo la normativa vigente.

Avvertenze e contro indicazioni:

Non utilizzare a contatto diretto con la cute e/o su superfici lese o compromesse.



SPES S.R.L.

Via Romano Montalenghe, 39 - 10010 - SCARMAGNO (TO)

Tel 0125.711471 - Fax 0125.638709

e-mail info@spessrl.biz

Cap. Soc. € 10.000,00 - P. IVA 10027180016

Reg. Imp. Torino N.10027180016

C.C.I.A.A. TORINO N. REA 1100114

REF **CU015**

Non piegare né durante né dopo l'uso.

Evitare il contatto con oggetti taglienti e/o pungenti o, in generale, con oggetti appuntiti e spigolosi.

Evitare il contatto con fuoco e/o oggetti incandescenti.

Non riempire con liquidi o altre sostanze.

Bambini al di sotto dei 12 anni, persone inabili o portatori di handicap non possono utilizzare da soli il dispositivo, ma devono essere assistiti/controllati da altre persone.

Se il dispositivo risulta danneggiato o compromesso, sostituirlo.

Ogni uso diverso da quello descritto da considerarsi improprio.

Dati tecnici:

Diametri disponibili: cm 35, 40, 43 e 45.

Certificato CE in base alla Direttiva

93/42/CEE e ss.mm.ii. sui Dispositivi Medici.