



SPES S.R.L. a socio unico

Via Romano Montalenghe, 39 - 10010 - SCARMAGNO (TO)
Tel 0125.711471 - Fax 0125.638709

TENS – STIMOLATORE NERVOSO

SCHEDA TECNICA



DESCRIZIONE

Lo stimolatore nervoso e muscolare adotta la stimolazione nervosa elettrica transcutanea (TENS), che è una delle elettroterapie a bassa frequenza comunemente usate. La stimolazione nervosa elettrica transcutanea è l'elettroterapia del dolore, trattamento con una specifica corrente pulsata a bassa frequenza immessa nel corpo umano attraverso la pelle. Il prodotto è composto dallo strumento principale, elettrodo per fisioterapia (elettrodo cutaneo), adattatore di alimentazione e cavi di uscita.

CODICE S-SDP-330-E-tens

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

- Alimentazione Adattatore di alimentazione. Ingresso AC100 ~ 240V , 50 ~ 60Hz ; uscita DC5V, 1A Batteria ricaricabile: Voltaggio DC 3.7V (703048 batteria ricaricabile ai polimeri di litio)
- Potenza assorbita 10VA
- Corrente di ingresso Non più di 50 mA (carico 500 Ω , RMS) Meno di 6 mA (carico 1000 Ω , RMS)
- Frequenza di uscita 0Hz ~ 108Hz, l'errore è $\pm 8\%$
- Tensione di uscita 0 V ~ 40 V, l'errore è $\pm 20\%$
- Larghezza dell'impulso 0 μ S~100 μ S, l'errore è $\pm 20\%$
- Impedenza di carico Diversi carichi non hanno effetto sull'uscita



SPES S.R.L. a socio unico

Via Romano Montalenghe, 39 - 10010 - SCARMAGNO (TO)
Tel 0125.711471 - Fax 0125.638709

- Tempo stimato 15 min±30sec
- Durata di lavoro continuo Non meno di 4h
- Durata della batteria 5 anni
- Durata elettrodi Non più di 300 volte
- Peso 100 g
- Dimensioni 112 mm × 52 mm × 25 mm
- Dimensioni degli elettrodi Ø40 mm o area non inferiore a 1256 mm².
- Utilizzare solo gli elettrodi abbinati al dispositivo Tutti i formati di elettrodi per fisioterapia sono adatti per 8 modalità di trattamento
- Gruppo I. Classe IIa
- Livello di protezione per il liquido in entrata Attrezzature comuni
- Versione software V1.0.0.0

CODICE CND: Z120601 / REPERTORIO DM SSN: 2118793/R

EAN: **8059174362607**

Produttore



Suzhou Medical Appliance Factory

Add:No.18 Huatuo Rd.,SSTT,215163 Suzhou New District,China Zip: 215163 TEL: +86-512-65223719 65224719 Service
Tel: +86-512-65110061 65113776 65233799 Fax: +86-512-65225212



Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe) Add:EIFFESTRASSE80, 20537 Hamburg
Germany



Certificazioni CE – 93/42 – Latex Free – Dispositivo Medico di Classe IIa